

米国A.M.I社製睡眠ウォッチマン の

アクチグラフデータをWindowsPCで読み込むための準備 (AW2ソフトをご購入されたお客様)

1. 睡眠ウォッチマン標準セットに外付けUSBメモリーセット (3000円) を用意してもらう。
2. WindowsパソコンにReactが入っているものを用意してもらう。
3. お客様は外付けメモリーセットを使用し、お客様が御持ちのタブレットに記録された日付. p v t データをお客さまのWindowsパソコンを使用しReactソフトで解析する。
4. サニタはAMIよりもらった睡眠ウォッチマンデータ変換ソフトAMIファイルコンバータソフトを利用して、お客様のデータTransferdata.zzzをAW2読みこみ形式AMIファイルに変換する。
5. サニタはAMIファイルを御客様にメールか、CDで送ってもらう。

標準セット



Windows解析セット



Windows接続セット 5千円



React 10万

データ転送のイメージ図

アクチグラフデータ



①

御客様はアクチグラフデータを
サニタにメールかCDで送付



お客さま(送信元)



お客さま(送信先)

②

サニタはサニタのパソコンから
AMIにTransferdata.zzzを
CoverAMIソフトにてAMIへ送信



サニタ商事(送信元)

アクチグラフデータ




アクチグラフデータ



AMI(送信先)

③

AMIから
Windwos用変換データがサニタに届く



米国A.M.I社製睡眠ウォッチマン
で
タブレットに記録されたPVTデータを
WindowsPCで読み込むための準備
(AW2ソフトをお持ちでないお客様)

1. 睡眠ウォッチマン標準セットに外付けUSBメモリーセット (3000円) を用意してもらう。
2. WindowsパソコンにAW2が入っているものを用意してもらう。
3. サニタにお客様の睡眠ウォッチマンのデータ Transferdata.zzzをメールあるいはCDで送ってもらう。
4. サニタはAMIよりもらった睡眠ウォッチマンデータ変換ソフト AMIファイルコンバータソフトを利用して、お客様のデータ Transferdata.zzzを AW2読みこみ形式AMIファイルに変換する。
5. サニタはAMIファイルをお客様にメールか、CDで送ってもらう。

標準セット



Windows解析セット



Windows接続セット 5千円



AW2 25万



React 10万

